

# Sanitäre Hochdruckpumpe

Hygiene Transfer von Flüssigkeit mit Druck

## Beschreibung

Die Genizer Sanitär-Hochdruckkolbenpumpe dient zur hygienischen Übertragung von Flüssigkeit mit Druck.

## Einzigartige Vorteile

Die Durchflussmenge ist steuerbar und alle Benetzungsteile sind hygienisch.

## Typ

Von der kleinen Probe bis zur Produktion: Hand Pump; Nano Pump; Pilot Pump; Produce Pump.

Produktnummer	Maximaler Druck	Fließrate	Mindeststichprobe	Leistung	L×W×H(cm)/ Gewicht
Handpump-2000	2000bar	25mL/min	1mL	Hand Drive	25×40×20cm/15kg
Handpump-1000	1000bar	30mL/min	2.5mL	Hand Drive	25×40×20cm/15kg
Handpump-800	800bar	50mL/min	2.5mL	Hand Drive	25×40×20cm/15kg
Handpump-600	600bar	100mL/min	4mL	Hand Drive	25×40×20cm/15kg
Handpump-300	300bar	100mL/min	4mL	Hand Drive	25×40×20cm/15kg
Nanopump-1500	1500bar	6L/hr	20mL	110V/220V	85×40×36cm/60kg
Nanopump-1000	1000bar	8L/hr	20mL	110V/220V	85×40×36cm/60kg
Nanopump-800	800bar	10L/hr	20mL	110V/220V	85×40×36cm/60kg
Nanopump-600	600bar	18L/hr	50mL	110V/220V	85×40×36cm/60kg
Nanopump-300	300bar	30L/hr	100mL	110V/220V	85×40×36cm/60kg
Pilotpump-1500	1500bar	20L/hr	100mL	380V/440V	120×60×40cm/120kg
Pilotpump-1000	1000bar	25L/hr	100mL	380V/440V	120×60×40cm/120kg
Pilotpump-800	800bar	30L/hr	100mL	380V/440V	120×60×40cm/120kg
Pilotpump-600	600bar	60L/hr	200mL	380V/440V	120×60×40cm/120kg
Pilotpump-300	300bar	80L/hr	200mL	380V/440V	120×60×40cm/120kg
Prodpump-1500	1500bar	80L/hr	200mL	380V/440V	140×70×40cm/200kg
Prodpump-1000	1000bar	100L/hr	200mL	380V/440V	140×70×40cm/200kg
Prodpump-800	800bar	120L/hr	200mL	380V/440V	140×70×40cm/200kg
Prodpump-600	600bar	180L/hr	400mL	380V/440V	140×70×40cm/200kg



Phone: +1(323) 825-1851  
Fax : +1(323) 978-4693  
Email: Nano@Genizer.com  
[http://www.genizer.com/sanitary-high-pressure-pump\\_p0014.html](http://www.genizer.com/sanitary-high-pressure-pump_p0014.html)

Discount available for public research. Genizer.com reserves the right to change specifications without notice. © 2009 by Genizer. All rights reserved. German Version 091620.

Prodump-300

300bar


200L/hr

400mL

380V/440V

140×70×40cm/200kg

## Sanitäre Hochdruckpumpe



HandPump




NanoPump

### 3 Steps for runing the Product Pump

**Step 2:** Adjust the Speed from Low to High

**Step 1:** Sample from Inlet




**Step 3:** Press the Start or Stop

### Standardausstattung

Oberfläche	316L Rostfreie Pumpe
Kontrollsystem	Hochdruck-Programmiersteuersysteme <sup>®</sup> : Touchscreen, Geschwindigkeitsregelung, automatische Stopregelung nach Volumen, Zeit, Druck oder Temperatur, einstellbare Lautstärkeregelung von nur 1mL, Anzeige von Durchflussrate und Zeit, Überlastschutz
Eingang Typ	1" oder 2" schnelle Verbindung oder Hochdruckkupplung
Ausgang Typ	1" oder 2" schnelle Verbindung oder Hochdruckkupplung
Eingang	SUS316 Zylinder oder Online
Ausgang	SUS316 Zylinder oder Online
Materialstandard	Pharmazeutische Klasse, Freigabe von FDA und GMP
Garantiezeit	Irgendwelche Manufakturfehler innerhalb 1 Jahr

### Verfügbare Option

Teile	Liposomenextruder mit hohem Druck, Homogenisierungsventil, Wärmeaustausch
IQ/OQ	Installation und Betriebsqualifikation
Detektor	Druckanzeige, Druck-und Temperatursensor
Ausgang Typ	NPT, UNF, Flansch-und Sonderanfertigungen sind erhältlich
Eingang und Ausgang	100mL, 200mL, 500mL, 1L, 2L Spritze, Zylinder oder Online
Zylinder	Titan-Hochdruckzylinder (Beständig gegen starke Säure und Base)



Phone: +1(323) 825-1851  
 Fax :+1(323) 978-4693  
 Email: Nano@Genizer.com  
[http://www.genizer.com/sanitary-high-pressure-pump\\_p0014.html](http://www.genizer.com/sanitary-high-pressure-pump_p0014.html)

Discount available for public research. Genizer.com reserves the right to change specifications without notice. © 2009 by Genizer. All rights reserved. German Version 091620.